

PROTEOR QUATTRO TOTAL SOLUTIONS

Kombinieren Sie das PROTEOR QUATTRO mit einem unserer besten Füsse.

HYDRAULISCHE KNÖCHEL-LÖSUNG



KINTERRA[®]

MIT STOSS- UND TORSIONS DÄMPFER



RUSH
ROAD 2



SHOCKWAVE[®]



LÖSUNGEN FÜR NIEDRIGE FUSS-BAUHÖHEN



HIGHLANDER[®]

*Nicht verfügbar für Highlander MAX



PACIFICA



PACIFICA LP



RUSH
RAMPAGE

Maximales Anwendergewicht



<125kg



<166kg



<166kg



2x 1D410-TC + 1x 1G010-PY
 oder 1x 1K207-0xx-DA

2x 1D411-TC + 1x 1G011-PY
 oder 1x 1K208-0xx-DA

2x 1D400-TC + 1x 1G000-PY
 oder 1x 1K208-0xx-DA

INDIVIDUELLER

Das PROTEOR QUATTRO Mikroprozessor-Kniegelenk ist das kürzeste auf dem Markt erhältliche MPK und ermöglicht die Auswahl aus einem größeren Portfolio an Prothesenfüßen. Dadurch kann die Prothese noch individueller an den Lebensstil angepasst werden.

EINBAUHÖHE DES PROTEOR QUATTROS MIT ADAPTER UND UNTERSCHIEDLICHEN FÜßEN

GRÖßE	22-25 cm	26-28 cm	29-31 cm
Pacifica LP	29.6 cm	30.2 cm	30.6 cm
Pacifica**	31.3 cm	31.4 cm	31.8 cm
Highlander	34.5 cm	35.8 cm	36.6 cm
Kinterra	36.6 cm	36.7 cm	37.0 cm
Sierra	38.3 cm	40.6 cm	42.0 cm
Agilix	38.8 cm	40.7 cm	42.1 cm
DynAdapt	40.3 cm	41.4 cm	42.6 cm
ShockWave*	42.4 cm	43.7 cm	44.8 cm

*ShockWave 23-30 cm / **Pacifica 24-31 cm

GRÖßE	22-24 cm	25-27 cm	28-29 cm
ROVER***	30.2 cm	30.8 cm	31.2 cm
RAMPAGE LP/EVAQ8	36.2 cm	36.9 cm	36.9 cm
ROGUE 2/EVAQ8	40.3 cm	41.6 cm	41.9 cm
HiPro/EVAQ8	41.3 cm	42.3 cm	42.9 cm
RAMPAGE/EVAQ8	41.6 cm	42.9 cm	43.2 cm

***Rover 22-30 cm /

Einbauhöhe bestehend aus:

- PROTEOR QUATTRO Mikroprozessor-Knie: 21.6 cm
- Doppelter Pyramidenanschluss (1K207-032-DA / 1K208-032-DA) : 3.2 cm
- Knöchel/Fuß: Größe 23cm/26cm/29cm, Cat 4 Fußmodul
Fußkosmetik, Spectra™-Socke und 10 mm Absatzhöhe

Endgültige Einbauhöhe abhängig von Schaft und Modulareteilen



Erleben Sie mehr mit
 PROTEOR QUATTRO,
 jetzt scannen.

