

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Anwendergewicht	KG	35-45		46-55		56-67		68-78		79-90		91-110	
Aktivitätsniveau		1/2	3	1/2	3	1/2	3	1/2	3	1/2	3	1/2	3
Audacieuse	> 24 cm*			XS <small>Ref.HL0XS</small>	S <small>Ref.HL0IS</small>	S <small>Ref.HL0IM</small>	M <small>Ref.HL0IM</small>	M <small>Ref.HL0IL</small>	L <small>Ref.HL0IL</small>	L <small>Ref.HL0IXL</small>	XL <small>Ref.HL0IXL</small>	XL	XL
Intrepide	> 19 cm*	PXS	PXS	PXS <small>Ref.HL02PXS</small>	PS <small>Ref.HL02PS</small>	PS <small>Ref.HL02PM</small>	PM <small>Ref.HL02PM</small>	PM <small>Ref.HL02PL</small>	PL <small>Ref.HL02PL</small>	PL <small>Ref.HL02PXL</small>	PXL <small>Ref.HL02PXL</small>	PXL	PXL

Aktivitätsniveau: 1 = Anfänger, 2 = Mittelstufe, 3 = Fortgeschrittene



***Minimale Einbauhöhe:** Abstand zwischen Boden und unterem Ende des Schaftadapters der Prothese mit Schuh.

BILATERALE ANWENDER: Für zusätzliche Stabilität eine Kategorie höher wählen.

Mach deinen Traum wahr!



BORIS, TRAILRUNNING

"Diese Lauffeder hat den großen Vorteil, dass sie vielseitig einsetzbar ist. Egal, ob du Anfänger, Hobby- oder ein Profisportler bist! Du wirst eine große Freude mit dem Running Blade haben, auf jedem Terrain zu laufen."

SARAH, HIKING UND LAUFEN

"Habt keine Angst, euch selbst herauszufordern, euch keine Grenzen zu setzen. Wenn du es versuchst, merkst du, dass du zu so viel fähig bist!"

HOPPER



Customer Service
Telefon: +49 (0)69 96 21 76 604 | Kostenfrei: 00800 2806 2806
cs@proteor.com



LAUFEN

JEDE **GELÄNDEART**
JEDE **ENTFERNUNG**
JEDES **NIVEAU**
FÜR **ALLE**



HOPPER

WWW.HOPPER-ACCESSIBILITY.COM

DISTRIBUTED BY **PROTEOR**

DER HOPPER RUNNING BLADE



DER HOPPER BLADE

Eine **dynamische** Lauffeder aus **upgecyclten** Kohlenstofffasern

AIRBUS

Zwei Modelle in verschiedenen Größen:
Audacieuse und **Intrépide**

DIE LAUFSOHLE

Vielseitig und bequem

SALOMON


Erhältlich in der Version:
All road Blue Fire

Ref.HS01B

PROXIMALE ADAPTION

Universelle Adaptionsmöglichkeit

Pyramide oder Pyramidenaufnahme



WORTE DES GRÜNDERS

"Mein Traum war es, mit meinen Kindern zu laufen, aber ich wurde mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Dadurch entstand die Frage: Wie können wir Sport für Amputierte zugänglich machen?"

Jérôme, Dreifach-Amputierter,
Mitbegründer von Hopper

AUDACIEUSE

Lassen Sie sich von Audacieuse begeistern! Seit 2021 ist dieser Running Blade auf Tour in Frankreich und der ganzen Welt, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, die Freude am Laufen wiederzuentdecken.

Mit dieser Lösung starten wir in ein neues Abenteuer: Unser Pionierprodukt hat den Weg dafür geebnet!

- ★★★★★ KOMFORT
- ★★★★☆ VIELSEITIGKEIT
- MINIMALE EINBAUHÖHE: 24 CM
- ★★★★☆ 45-110 KG



INTREPIDE

Die Entwicklung des Intrepide basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit Anwendern und Orthopädietechnikern. Dadurch konnten wir eine vielseitige Lösung schaffen.

Entdecken Sie unsere neu konzipierte Lauffeder, die für abenteuerlustige Seelen jeden Alters entworfen wurde. Sie eignet sich für alle, die gerne neue Grenzen ausloten und jeden Schritt mit unerschöpflicher Energie angehen.

- ★★★★★ KOMFORT
- ★★★★☆ VIELSEITIGKEIT
- MINIMALE EINBAUHÖHE: 19 CM!
- ★★★★★ 35-110 KG

FÜR KINDER GEEIGNET!



WOFÜR?

Zum Einstieg in den Laufsport und für alle, die im Gelände auf unterschiedlichen Böden trainieren möchten.



Für Anwender von 35 bis 110 kg geeignet; minimale Einbauhöhe 19 cm.



Optimalen Laufkomfort



Ökonomische Nachhaltigkeit



Wasserfest

UNSERE MISSION

Sport ist fundamental für unser Leben. Als wir Jérôme 2019 trafen, stellten wir fest, wie herausfordernd es für Amputierte ist, Zugang zu Sport zu finden. Heute wollen wir eine dynamische Bewegung schaffen, die die Ausübung des Sports demokratisiert und zugänglich macht. Dafür stellen wir Running Blades her, die nicht nur die ökonomische Nachhaltigkeit fördern, sondern auch einfacher zu verwenden sind. Außerdem unterstützen wir Fachleute mit hilfreichen Tools zur Arbeitserleichterung, damit sie Anwender optimal versorgen können. Dabei schonen wir gleichzeitig die Umwelt!