

SILITOUCH

KOMFORT ERLEBEN



Unterschenkel-Liner aus Silikon

SILITOUCH liner sind eine Kombination aus einem Silikonkern und einer äußeren Textilbeschichtung. Je nach Lebensstil und Bedürfnissen des Anwenders sind Optionen für mehr Komfort und/oder Bettung erhältlich.



Dämpfung



Haftung



Komfort



Hautpflegend

#HUMANFIRST

SILITOUCH

KOMFORT ERLEBEN



Softness

Die Materialstärke des distalen Silikons variiert je nach Größe und Modell zwischen 14,5 und 20 mm und bietet so eine individuell angepasste Polsterung.



Haftung

Die hervorragende Haftung des Liners in Kombination mit dem distalen Anschluss bieten dem Anwender optimalen Halt im Schaft.



Mit distale Anschluss (M10 thread))



Komfort

Die Kombination aus Silikon und Textil bietet Elastizität und Anpassung für alle Anwender.



Hautpflegend

Silikon in Kombination mit Aloe Vera schützt die Haut des Stumpfes vor Austrocknung und Irritationen, indem es sie mit Feuchtigkeit versorgt.



Tägliche Reinigung per Hand oder in der Waschmaschine bei 30°C.





SILITOUCH

KOMFORT ERLEBEN

SILITOUCH ALOE mit distalem Anschluss,

Best.-Nr.	Materialstärke	Distale Materialstärke	Größe
1S711-3-160	3 mm	17,5 bis 18,5 mm	16
1S711-3-180			18
1S711-3-200			20
1S711-3-220			22
1S711-3-235			23.5
1S711-3-250			25
1S711-3-265			26.5
1S711-3-280			28
1S711-3-300			30
1S711-3-320			32
1S711-3-340			34
1S711-3-360			36
1S711-3-400			40
1S711-3-450			45
1S711-6-160			6 mm
1S711-6-180	18		
1S711-6-200	20		
1S711-6-220	22		
1S711-6-235	23.5		
1S711-6-250	25		
1S711-6-265	26.5		
1S711-6-280	28		
1S711-6-300	30		
1S711-6-320	32		
1S711-6-340	34		
1S711-6-360	36		
1S711-6-400	40		
1S711-6-450	45		




SILITOUCH ALOE ohne distalem Anschluss,

Best.-Nr.	Materialstärke	Distale Materialstärke	Größe		
1S721-3-160	3 mm	14,5 bis 16 mm	16		
1S721-3-180			18		
1S721-3-200			20		
1S721-3-220			22		
1S721-3-235			23.5		
1S721-3-250			25		
1S721-3-265			26.5		
1S721-3-280			28		
1S721-3-300			30		
1S721-3-320			32		
1S721-3-340			34		
1S721-3-360			36		
1S721-3-400			40		
1S721-6-160			6 mm	16 bis 17,5 mm	16
1S721-6-180					18
1S721-6-200	20				
1S721-6-220	22				
1S721-6-235	23.5				
1S721-6-250	25				
1S721-6-265	26.5				
1S721-6-280	28				
1S721-6-300	30				
1S721-6-320	32				
1S721-6-340	34				
1S721-6-360	36				


SILITOUCH CLASSIC mit distalem Anschluss,

Best.-Nr.	Materialstärke	Distale Materialstärke	Größe
1S712-3-160	3 mm	17,5 bis 18,5 mm	16
1S712-3-180			18
1S712-3-200			20
1S712-3-220			22
1S712-3-235			23.5
1S712-3-250			25
1S712-3-265			26.5
1S712-3-280			28
1S712-3-300			30
1S712-3-320			32
1S712-3-340			34
1S712-3-360			36
1S712-3-400			40
1S712-3-450			45
1S712-6-200			6 mm
1S712-6-220	22		
1S712-6-235	23.5		
1S712-6-250	25		
1S712-6-265	26.5		
1S712-6-280	28		
1S712-6-300	30		
1S712-6-320	32		



SILITOUCH CLASSIC ohne distalem Anschluss,

Best.-Nr.	Materialstärke	Distale Materialstärke	Größe		
1S722-3-160	3 mm	14,5 bis 16 mm	16		
1S722-3-180			18		
1S722-3-200			20		
1S722-3-220			22		
1S722-3-235			23.5		
1S722-3-250			25		
1S722-3-265			26.5		
1S722-3-280			28		
1S722-3-300			30		
1S722-3-320			32		
1S722-3-340			34		
1S722-3-360			36		
1S722-3-400			40		
1S722-6-160			6 mm	16 bis 17,5 mm	16
1S722-6-180					18
1S722-6-200	20				
1S722-6-220	22				
1S722-6-235	23.5				
1S722-6-250	25				
1S722-6-265	26.5				
1S722-6-280	28				
1S722-6-300	30				
1S722-6-320	32				
1S722-6-340	34				
1S722-6-360	36				



WIE MAN DIE GRÖSSE BESTIMMT

Messung des Stumpfumsangs, 4 cm oberhalb des distalen Stumpfendes