

KOMPONENTENKOLLEKTION

PROTEOR ESSENTIALS ADAPTERSORTIMENT

Wichtige Updates auf einen Blick!



NEUE REF.	ALTE REF	STATUS	MAX. ANWENDERGEWICHT		KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	FARBE	WEITERE ÄNDERUNGEN
			NEUE	ALTE			
1D400-TC	1D40	VERBESSERT	166 KG	100 KG	GRADE 3	METALLGRAU	Design- und Materialoptimierung
1D410-TC	1D41	VERBESSERT	125 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Design- und Materialoptimierung
1D411-TC	1D41-HD	VERBESSERT	166 KG	150 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Design- und Materialoptimierung
1K207-032-DA	1K207-032	VERBESSERT	125 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Design- und Materialoptimierung
1K207-045-DA	1K207-045	VERBESSERT	125 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Design- und Materialoptimierung
1K207-060-DA	1K207-060	VERBESSERT	125 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Design- und Materialoptimierung
1K207-075-DA	1K207-075	VERBESSERT	125 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Design- und Materialoptimierung
1K208-032-DA	-	NEU	166 KG	-	GRADE 3	METALLGRAU	-
1K208-045-DA	-	NEU	166 KG	-	GRADE 3	METALLGRAU	-
1K208-060-DA	-	NEU	166 KG	-	GRADE 3	METALLGRAU	-
1K208-075-DA	-	NEU	166 KG	-	GRADE 3	METALLGRAU	-
-	1K207-032-HD	STOP	-	-	-	-	-
-	1K207-045-HD	STOP	-	-	-	-	-
-	1K207-060-HD	STOP	-	-	-	-	-
-	1K207-075-HD	STOP	-	-	-	-	-
1K173-AN	1K173	VERBESSERT	125 KG	125 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Design- und Materialoptimierung
1K179-AN	1K179	VERBESSERT	TF: 166 KG TT: 150 KG	150 KG	GRADE 3	METALLGRAU	Design- und Materialoptimierung
1K202-AN	1K202	VERBESSERT	166 KG	125 KG	GRADE 3	METALLGRAU	Design- und Materialoptimierung
1K203-AN	1K203	VERBESSERT	166 KG	150 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Designoptimierung
1K400-AN	1K40	VERBESSERT	125 KG	125 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Designoptimierung
1K900-SA	1K90	VERBESSERT	166 KG	125 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Designoptimierung
1G000-PY	-	NEU	166 KG	-	GRADE 3	METALLGRAU	-
1G010-PY	1G01	VERBESSERT	125 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Designoptimierung
1G011-PY	1G01-HD	VERBESSERT	166 KG	150 KG	GRADE 1	SCHWARZ	Designoptimierung
1K182-AA	1K182	VERBESSERT	166 KG	125 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Designoptimierung
1K183-AA	1K183	VERBESSERT	166 KG	150 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Designoptimierung
1K190-DA	1K190	VERBESSERT	150 KG	150 KG	GRADE 1	METALLGRAU	Designoptimierung
1K209-FH	1K209	VERBESSERT	150 KG	125 KG	GRADE 3	METALLGRAU	-
1K205-FH	1K205	VERBESSERT	125 KG	125 KG	GRADE 1	METALLGRAU	-
1K140-FH	1K14	VERBESSERT	100 KG	100 KG	GRADE 1	SCHWARZ	-
-	1K14-P6	STOP	-	-	-	-	-
1K172-FH	1K172	VERBESSERT	125 KG	125 KG	GRADE 1	METALLGRAU	-

Grad 1: Widerstandsfähig gegen versehentlichen Kontakt mit klarem Wasser. Anschließend mit Süßwasser abspülen und gut trocknen.

Grad 3: Widerstandsfähig gegen Eintauchen in klares Wasser, Seifen-, Chlor- oder Salzwasser. Anschließend mit Süßwasser abspülen und gut trocknen.

20251405-DE-NLC-0018-CONNECTEURS



#HUMANFIRST

Customer Service
Telefon: +49 (0)69 96 21 76 604
Kostenfrei: 00800 2806 2806
Email: cs@proteor.com

