

KOMPONENTEN KOLLEKTION



**PROTEOR
ESSENTIALS**
Adaptersortiment





#HUMANFIRST



PROTEOR ESSENTIALS ADAPTERSORTIMENT



		Wetterfest - Grad 1				Aquakompatibel Grad 3	
		125 kg		166 kg		166 kg	
LAMINIER-ADAPTER	OS	 1K173-AN	 1K400-AN	 1K179-AN	 1K182-AN	 1K183-AN	 1K179-AN
	US	 US 150 kg 1K179-AN	 US 150 kg 1K182-AN	 US 150 kg 1K183-AN	 1K203-AN	 US 150 kg 1K179-AN	 1K202-AN
SCHAFTANSATZ		 1K900-SA					
4-LOCH		 1K205-FH	 1K172-FH	 100 kg 1K140-FH	 150 kg 1K209-FH		 150 kg 1K209-FH
SCHRAUBADAPTER		 1D410-TC (Ø 30 mm)		 1D411-TC (Ø 34 mm)		 1D400-TC (Ø 30 mm)	
ROHR		 1G010-PY (Ø 30 mm - L 420 mm)		 1G011-PY (Ø 34 mm)		 1G000-PY (Ø 30 mm - L 420 mm)	
DOPPELADAPTER		 150 kg 1K190-DA					
		 075 060 045 032 1K207-#-DA		 075 060 045 032 1K208-#-DA		 075 060 045 032 1K208-#-DA	

PROTEOR ESSENTIALS ADAPTERSORTIMENT

Best.-Nr.	Bezeichnung	Grad	Gewicht (g)	GH* (mm)	AH** (mm)	Material
LAMINIER-ADAPTER						
1K173-AN	3-ARM-ANKER PYRAMIDE 125kg EDELS.	G1	135	65	5	Edelstahl
1K400-AN	1-ARM-ANKER KNIE-EX 125kg EDELST.	G1	135	120	6,5	Edelstahl
1K179-AN	3-ARM-ANKER MIT M36 GEWINDE BK150/AK166KG EDELS	G3	126	45	12	Edelstahl
1K182-AA	PYRAMIDE M36 GEWINDE 166KG M36x1,5mm EDELSTAHL	G1	87	29	4,5	Edelstahl
1K183-AA	PYRAMIDENAUFNAHME M36 GEWINDE 166KG M36x1,5mm EDELSTAHL	G1	115	23	14	Edelstahl
1K203-AN	4-ARM ADAPTER PYRAMIDE 166kg EDELST.	G1	125	30	5,5	Edelstahl
1K202-AN	4-ARM SCHAFTADAPTER MIT PYRAMIDENAUFNAHME M36 GEWINDE. 166kg	G3	56	31	5,5	Titan
SCHAFTANSÄTZE						
1K900-SA	SCHAFTANSATZ LAMINIERADAPTER 166kg EDELST	G1	67	22	0	Aluminium
4-LOCH-ADAPTER						
1K205-FH	4 LOCH SCHAFTADAPTER PYRAMIDE 125KG EDELST.	G1	85	22	8	Edelstahl
1K172-FH	4 LOCH SCHAFTADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 125KG EDELST.	G1	106	16	16	Edelstahl
1K140-FH	4 LOCH-SCHAFTADAPTER ROHRKLEMME 100KG Ø30 AL SCHWARZ	G1	65	34,5	34,5	Aluminium
1K209-FH	4-LOCH SCHAFTADAPTER PYRAMIDE 150KG TI	G3	47	22	8	Titan
ROHR UND ROHRADAPTER						
1G000-PY	ROHR 166KG Ø30 L420 AL SCHWARZ	G3	384	420	420	Aluminium
1G010-PY	ROHR 125KG Ø30 L420 AL SCHWARZ	G1	254	420	420	Aluminium
1G011-PY	ROHR 166KG Ø34 L420 AL SCHWARZ	G1	291	420	420	Aluminium
1D410-TC	SCHRAUBADAPTER 125KG Ø30 AL SCHWARZ	G1	103	47	14	Aluminium
1D411-TC	SCHRAUBADAPTER 166KG AL SCHWARZ	G1	130	55	17	Aluminium
1D400-TC	SCHRAUBADAPTER 166KG Ø30 TI	G3	90	50	16	Titan
DOPPELADAPTER						
1K207-032-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 125KG AL - 32MM	G1	90	32	32	Aluminium
1K207-045-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 125KG AL - 45MM	G1	105	45	45	Aluminium
1K207-060-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 125KG AL - 60MM	G1	115	60	60	Aluminium
1K207-075-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 125KG AL - 75MM	G1	125	75	75	Aluminium
1K190-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 150KG EDELSTAHL	G1	124	36	7	Edelstahl
1K208-032-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 166KG TI - 32MM	G3	92	32	32	Titan
1K208-045-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 166KG TI - 45MM	G3	105	45	45	Titan
1K208-060-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 166KG TI - 60MM	G3	117	60	60	Titan
1K208-075-DA	DOPPELADAPTER PYRAMIDENAUFNAHME 166KG TI - 75MM	G3	130	75	75	Titan

Grad 1: Widerstandsfähig gegen versehentlichen Kontakt mit klarem Wasser. Anschließend mit Süßwasser abspülen und gut trocknen.

Grad 3: Widerstandsfähig gegen Eintauchen in klares Wasser, Seifen-, Chlor- oder Salzwasser. Anschließend mit Süßwasser abspülen und gut trocknen.

* GH : Gesamthöhe

** AH : Aufbauhöhe