OUTSIDER



HOPPER

Exclusive distributor
PROTEOR

OUTSIDER

Der Fuß, der Bewegung in den Mittelpunkt des Alltags rückt.

LEICHTIGKEIT
FLÜSSIGE BEWEGUNG
DYNAMIK



PROTEOR

Titan-Adapter

Ein leichtes, langlebiges Universalsystem, das die Leistung auf ein neues Niveau hebt – und damit neue Maßstäbe setzt.

SALOMON

InfiniFoam®-Technology

Dieser bequeme, reaktionsschnelle und energieabgebende Schaumstoff passt sich perfekt an jeden Schuh an und gewährleistet gleichzeitig eine natürliche Bewegungsabfolge beim täglichen Gehen. Die einzelnen Komponenten lassen sich mithilfe von Klettverschlüssen leicht austauschen.

AIRBUS

Karbonfaser-Upcycling

Ein leichtes und äußerst langlebiges Material, das dank einer speziellen Harztechnologie eine außergewöhnliche Druckfestigkeit aufweist.

Für mobile Anwender – vom Alltagsaktiven bis zum Sportbegeisterten.

Ein superleichter Fuß, der flüssiges Gehen und dynamisches Laufen ohne Kompromisse vereint.

LEICHTIGKEIT

Der leichteste Prothesenfuß seiner Kategorie – dank Hochleistungskomponenten wie InfiniFoam® (in Zusammenarbeit mit Salomon entwickelt), Titan und einer Carbonfaser-Verbundstruktur in Luft- und Raumfahrtqualität von Airbus.



FLÜSSIGE BEWEGUNG

Ein natürlicher Abrollvorgang von der Ferse bis zu den Zehen, der den Komfort erhöht und ein geschmeidigeres Lauferlebnis bietet, wird durch eine durchgehende InfiniFoam®-Polsterung von der Ferse bis zu den Zehen unterstützt.

DYNAMIK

Inspiriert von unseren Running Blades bietet der Outsider-Fuß eine hohe Energierückgabe, um sowohl im Alltag als auch bei intensiveren Aktivitäten eine besonders dynamische und effiziente Bewegung zu unterstützen. Durch ein spezielles Schichtsystem vereint er die Strapazierfähigkeit, Flexibilität und Reaktionsfreudigkeit eines Carbon-Verbundwerkstoffs in Luft- und Raumfahrtqualität.



"Ich trage den Outsider-Fuß nun schon seit einigen Monaten und er ist unglaublich reaktionsfreudig und leicht, sodass sich das Gehen mühelos anfühlt.
Mit diesem Prothesenfuß kann ich alle Arten von Schuhen tragen. Diese Vielseitigkeit macht sowohl das Gehen als auch das Laufen einfach und bequem. Und dazu sieht er auch noch toll aus!
Beim Sport ermöglicht er mir eine hervorragende Beschleunigung und einen kraftvollen Abstoß. Aufgrund seiner Flexibilität passt er sich optimal an, wodurch Richtungswechsel und schnelle Gewichtsverlagerungen einfach und effizient werden.
Ich nutze ihn für alles – von Tennis und langen Spaziergängen bis hin zum Bewältigen eines aktiven Tages."

Yann

TECHNISCHE MERKMALE

Produktgewicht: **570 g bis 685 g**
Minimale Bauhöhe (Pyramide): **22 cm**
Anwendergewicht: **35 bis 130 kg**
Fußgröße: **24 cm bis 30 cm**
Sandal Toe: **Nein**
Mobilitätsgrad: 3, 4
Wasserfestigkeit: Süßwasser, Salzwasser, Chlorwasser
Korrosionsbeständig

AUSWAHLHILFE

FUSSAUSWAHL

HP01 __ - __

Produkt-Referenz
Fuß-Option
Fußgröße
A: 24–25 cm oder
B: 26–30 cm

Bestellbeispiel: Für einen Anwender mit einem Gewicht von 70 kg und einer Fußgröße von 27 cm lautet die für die Bestellung zu verwendende Bestellnummer: ***HP01****TM-B*

Auswahlschema für Fußgröße

Gewicht (kg)	35-50	51-65	66-80	81-95	96-110	111-130
Größe 24-25 (cm)	TXS-A	TS-A	TM-A	TL-A	TXL-A	
Größe 26-30 (cm)	TXS-B	TS-B	TM-B	TL-B	TXL-B	TXXL-B

AUSWAHL DES FUSSMODULS

In unserem System wird nicht zwischen linkem und rechtem Fuß unterschieden.

HM02 - __ - __

Produkt-Referenz
Fußmodul-Option
Fußlänge

Bestellbeispiel: Für einen Anwender mit einem Gewicht von über 95 kg und einer Fußlänge von 27 cm lautet die für die Bestellung zugeordnete Bestellnummer: ***HM02-****2-27*

Auswahlschema für Fußmodul

Gewicht (kg)	< 95	> 95
Härtegrad	1	2

Customer Service
Telefon: +49 (0)69 96 21 76 604 | Kostenfrei: 00800 2806 2806
cs@proteor.com